

# LA SASSIÈRE

Groupe : **E**

Marmottes

N° capture : **86**

## Capture - Biométrie - Marquage

Type de piège :		Boite 2P <input checked="" type="checkbox"/>	Collet <input type="checkbox"/>	Arnold <input checked="" type="checkbox"/>	Heure de Capture :					
Anesthésiant : Marque	Zoetil 100 Dose : <b>0,04</b> ml				Marques	Plastique : N°	OD	OG	Couleur :	
Classe d'Age :	M	<input checked="" type="checkbox"/>	Y	2 ans		AD	Autre	Métal : N° <b>F034</b>	OD	OG <input checked="" type="checkbox"/>
Sexe :	Mâle <input checked="" type="checkbox"/>		Femelle			Collier :	Fanfreluches :			
Longueur T+C (cm) :	<b>23,4 34,5 37.</b>					Transpondeur n° :	<b>φφ 7φ - 7778</b>			
L. Q (cm) :	<b>7,8</b>	<b>11,0</b>	<b>11,5</b>	Prise de sang : <input checked="" type="checkbox"/>		Poils : <b>Poils</b>	Gestante / Allaitante : <input checked="" type="checkbox"/>			
Tour de cou (cm) :	<b>12,3</b>	<b>12,0</b>	<b>13,5</b>	Date 1 <sup>ère</sup> capture :	<b>7/7/96</b>	Masse (g) :	<b>425g</b>			
Dist. Or. Gén. An. (mm) :	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>28,7</b>	<b>30,4.</b>	Date 2 <sup>ème</sup> capture :	<b>21/7/96</b>	Masse (g) :	<b>700g</b>	
L. Patte post. :	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>169,2</b>	<b>67,5</b>	Date 3 <sup>ème</sup> capture :	<b>04/08/96</b>	Masse (g) :	<b>1100 (20H)</b>		
L. Patte ant. :	<b>1</b>	<b>43</b>	<b>147,2</b>	<b>50,1</b>	Date 4 <sup>ème</sup> capture :	<b>20/08/96</b>	Masse (g) :	<b>1300 (12<sup>h</sup>00)</b>		
<b>TEMPORAL</b> Largeur de tête (cm) :	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>34,3</b>	<b>35,5</b>	Teinture : <b>ORBITAL</b> :	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>31,0</b>
<b>2/60</b> Hauteur d'oreilles (mm) :	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>47,3</b>	<b>49,5</b>	<b>BARBIN</b> :	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>43,2 47,6</b>
Longueur mandibules (cm) :	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>54,7.</b>	Observations : R. av. br. : <b>67,0 67,7.</b> tibia : <b>74,4 80.</b> t. v. br. : <b>31,5 30</b>				
Longueur incisives sup. (mm) :	<b>5,5 6,7</b>									
Longueur incisives inf. (mm) :	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>11,5</b>	<b>11,8</b>					
<b>N'oubliez pas de changer de couleur à chaque recapture !!</b>										

NS 303