


# Marmottes Sassièrre / Marmots Sassièrre

Date 01 / 07 /20 13 Time 10 h 00 N° Capture 255 Mesureur / Handling Coha 1463

Group Z Piège/Trap \_\_\_\_\_

Recapture année précédente  yes /  no / même année  same year

Marking  
 Transpondeur n°  Color \_\_\_\_\_  
 Metal n° 0098 Oreille / ear 06  
 Plastic n° \_\_\_\_\_ Oreille / ear \_\_\_\_\_ color \_\_\_\_\_  
 Logger yes  no

Age  
 M *Pup*   
 Y *Yearling*   
 2 ans *2 years old*   
 Autres *Other*

Sex  
 Male  Scrotal yes  no  unknown   
 Female  Allaitante *Lactating* yes  no  unknown  Gestante *Pregnant* yes  no  unknown

Status  
 Dominant yes  no  unknown

Remarques / comments *parasites + au cul. Zebulon*

**Measures**  
 Masse corporelle / Body mass (g) 260 g.  
 Bioimpedance photo n° \_\_\_\_\_ Re \_\_\_\_\_ Ri \_\_\_\_\_  
 L. mandibule / Jaw (mm) 42,07.  
 L. Patte ant. / Forefoot (mm) 33,59  
 L. Cubitus / Ulna (mm) 39,42.  
 L. Patte post. / Hindfoot (mm) 50,97.  
 L. Tibia / Tibia (mm) 48,22.  
 L. TC / Body length (cm) 19  
 Larg. Tête zygomatique / Zygomatic width (mm) 36,60.  
 Larg. Bassin / Basin width (mm) 24,23.  
 L. Incisives sup / Upper incisor (mm) \_\_\_\_\_  
 L. testicule / testes (mm) Droite / right \_\_\_\_\_ Gauche / left \_\_\_\_\_

**Prélèvements / Samples**  
 Crottes yes  no  feces  
 Poils yes  no  hair  
 Biopsie yes  no  Biopsy  
 TV (sang) yes  no  Green tube  
 TV extract: nb: 1  
 TR (sang) yes  no  Red tube  
 TR extract: nb: 1  
 Frotti yes  no  Blood smear  
 Eurytic yes  no  Eurytic  
 Leucotic yes  no  Leucotic  
 Hematocyte yes  no  Hematocyte  
 Htot: 1 Hred: 1  
 Phéromones J yes  no  Jugal  
 Phéromones B yes  no  Bucal  
 Phéromones A yes  no  Anal

**Implantation**  
 Masse implant sous-cut: \_\_\_\_\_  
 Masse implant Intra-abdo: n=28 pages  
 Début: 11h50  
 Fin: 12h33  
 Injection: 0,8 H: 11h21  
 Injection: \_\_\_\_\_ H: \_\_\_\_\_  
 Injection: \_\_\_\_\_ H: \_\_\_\_\_  
 Anti-infl (Metacam): 0.015 H: 12h40  
 Antibio (Baytril): 0.03 H: \_\_\_\_\_  
 Autres: - 5 ps zinte 3/0  
- sugar 2/0 (K2)  
- 3 ps U + 1 pt on simple 3/0