


Date : <u>24 / 05 / 20 24</u>		CAPTURE MARMOTTE - SASSIÈRE		Individu_id : <u>2155</u>	Capture_id : <u>13229</u>	N° fiche : <u>89</u>	
Heure mise en sac : <u>11 h 27</u>		Territoire : [<u>1078</u>]		Connu <input checked="" type="checkbox"/> oui	<u>Si marmotte</u> : Date d'émergence : ___ / ___ / 20___		
Heure fermeture cage : <u> </u> h		<u>N3</u>		<input type="checkbox"/> non	Certitude : <u>< = ? +1 inc.</u> Taille de portée : <u> </u>		
Statut social	dominant <input type="checkbox"/> [1]	Dispersant <input checked="" type="checkbox"/> null	Age	<input type="checkbox"/> marmotton (0 an)	<input type="checkbox"/> 2 ans	Biométrie	
	sub <input checked="" type="checkbox"/> [2]	<input type="checkbox"/> entrant <input type="checkbox"/> sortant		<input type="checkbox"/> yearling (1 an)	<input checked="" type="checkbox"/> adulte (≥ 3 ans)		Masse corporelle (g) <u>3625</u>
inconnu <input type="checkbox"/> [3]	<input type="checkbox"/> satellite <input type="checkbox"/> transient	Age exact (si connu) : <u>3</u>		Lo. Mandibule (mm) <u>70,6</u>			
Marquage				Teinture 			Lo. Cubitus (mm) <u>92,67</u>
							Lo. Tibia (mm) <u>104,2</u>
Transpondeur n° <u>956-6368927</u>				couleur : <u>Jaune</u>			Lo. Tête-Corps (cm) <u>46,5</u>
Bague métal : n° <u>1042</u>		Oreille <input checked="" type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite	Échantillons		Larg. Tête zyg (mm) <u>65,3</u>		
Ba. plastique : n° <u> </u>		Oreille <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite			Larg. Bassin (mm) <u>64,3</u>		
couleur bague <u> </u>		Sexe et statut reproducteur		Heure prise de sang : <u>14 h 43</u>		DAG (mm) <u> </u>	
Male <input checked="" type="checkbox"/>		Scrotal <input checked="" type="checkbox"/> oui	Échantillons		Fecès <u>1</u>		Avancement de la mue
Femelle <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> non			Tube Vert <u>1</u> [4]		
		<input type="checkbox"/> inconnu	Poils <u>1</u> [2]		T. Rouge <u>1</u> [6]		
			Biopsie <u>0</u> [3]		TV extract <u>1</u> [5]		
			Frotti <u>1</u> [9]		TR extract <u>1</u> [7]		
			autre : <u>Manip electrostimulation (2 tubes)</u>				
Commentaires			Anesthésie				
B: 0,1 mL/kg A: 0,036 mL/kg D: 0,03 mL/kg			Injection Produit : <u>BAD</u> Qté (ml) : <u> </u> Heure : <u>14 h 19</u>				
			Anesthésie gazeuse <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Heure début : <u>14 h 34</u> Heure fin : <u>15 h 04</u>				
Heure de remise en liberté : <u>15 h 37</u>			Analgésie locale (Iurocaïne) Qté (ml) : <u> </u> Heure : <u> </u>				
			Monitoring (pendant anesthésie)				
			Freq. cardiaque : <u> </u>		T° rectale : <u>35,6 14:38</u>		
			Freq. respiratoire : <u> </u>		autre : <u>34,6 15:05</u>		
			Rédacteur : <u>Pierre</u>				

⚠ Fiche manip. electrostim. 7

Prélèvements de sperme marmotte - Sassièrè			
Date : 24/05/2024	Individu_ID : 2155	Capture_id : 13229	Territoire : N3
Opérateur : Samuel B	Taille de buse : 5,6 cm	Fiche : 89	
Heure de début électrostimulation : 14:52	Heure de fin électrostimulation : 15:01	Nombre de cycles : 2 car éjaculation	
Volume total de sperme : non mesuré	Présence d'urine dans les échantillons : non		
Nombre de tube LS : 0	Nombre de tube XY : 2	Nombre de tube Cellr1 : 0	Nombre de tube Cellr2 : 0
Commentaires : 2 tubes de XY → 1 tube directement mis dans le freezer. ↘ 1 tube après réchauffement au sérum (mais toujours aussi gelé) : pas de phase 1 et 2 après centrifugation.			